

Dokumentation für die software für zahnärzte

der procedia GmbH – Onlinedokumentation

(Bei Abweichungen, die bspw. durch technischen Fortschritt entstehen können, ziehen Sie bitte immer das aktuelle Handbuch zu Rate, das Sie unter dem Menü „?“ mit dem Untermenü „Hilfe“ direkt aufrufen können)

- Inhaltsverzeichnis für die ersten drei Ebenen
- Grundbegriffe
- Beschreibung der Masken mit den Feldern und etwaigen Funktionen
- Tipps, Tricks (in „blau“ bzw. „kursiv“ herausgestellt und „->“)
- Warnhinweise (in „rot“ bzw. „fett“ herausgestellt und „(!!!)“)

1 Bilddaten empfangen* (Röntgenschnittstelle)..... 3

1

Bilddaten empfangen* (Röntgenschnittstelle)



Bei Sidexis Systemen grau, da diese Funktion automatisiert ist.

Wenn für den Patienten in Ihrem Röntgensystem Bilder hinterlegt sind, dann werden die Bilder in Ihr Zahnarztprogramm übertragen, die bisher noch nicht übertragen worden sind. Im Allgemeinen wird dies das letzte Bild sein, dass mit der Taste „Patientendaten senden“ angefordert wurde.

Nachdem Sie den Knopf gedrückt und ggf. das entsprechende System ausgewählt haben, kommt kurze Zeit später eine Meldung auf die Behandlungskarte, die Sie darüber informiert, dass der Auftrag zur Abholung der Bilder versendet wurde.

- *Wenn Sie mehrere Systeme gleichzeitig über die XMedia - Schnittstelle angeschlossen haben (bspw. Kleinröntgen und ein OPG), dann erscheint bei der Bedienung des Knopfes ein PopUpMenü, mit dem das gewünschte System angewählt werden kann, für das die Funktion ausgelöst werden soll.*

Die Bilder werden dann automatisch empfangen und in die Behandlungskarte integriert. Sie erhalten eine Meldung, wie viele Bilder vom System automatisch integriert wurden. Da die Bilder automatisch einen Eintrag des DocMangers erhalten, können Sie die Ergebnisse sofort sehen und auch nur Kontrolle anklicken. Automatisch wird ein Fenster für die Bilder geöffnet – das Bild hat eine gelbe Kennzeichnung unter der Titelleiste – so werden die automatischen Einträge des DocMangers aus der XMedia-Schnittstelle gekennzeichnet.

- *Nach dem Empfang der einzelnen Bilder werden für diese sofort entsprechende Einträge im Rahmen des DocManagers vorgenommen. Diese Bilder werden mit gelben, rotgelben und grünelben Balken in der Behandlungskarte vermerkt.*